



sublim

LASER TRIỆT LÔNG

Tần số cao

HPMED_DELEO

KẾT QUẢ
KHÔNG THỎA HIỆP

ĐIỀU TRỊ
KHÔNG ĐAU

TỐC ĐỘ
VƯỢT TRỘI

bởi

Deleo
CRÉATEUR EN
ESTHÉTIQUE MÉDICALE

CE
2797

SẢN XUẤT TẠI PHÁP

Các tuyên bố về hiệu quả theo tài liệu của nhà sản xuất Deleo.

HPMED Việt Nam - www.hpmed.vn



ĐỔI MỚI

Phát xung lên đến 10 Hz
(nhanh nhất thế giới, theo hãng)



HIỆU QUẢ

Triệt lông lâu dài
785 - 1064 nm



AN TOÀN

Bảo vệ biểu bì
Kiểm soát tác dụng phụ



DELEO ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRIỆT LÔNG LÂU DÀI

Với hơn 15 năm đam mê, Deleo đã phát triển hệ thống laser diode triệt lông của riêng mình. Tích hợp những công nghệ mới nhất trong một thiết bị laser, Deleo mang đến giải pháp tiện dụng, hiệu quả và nhanh chóng cho khách hàng điều trị.

Thiết bị đáp ứng nhu cầu của cơ sở và khách hàng của bạn!

Theo nhà sản xuất, **SUBLIM® là laser triệt lông đầu tiên được thiết kế và sản xuất 100% tại Pháp.**

CÔNG NGHỆ

SUBLIM® là thiết bị laser triệt lông được thiết kế tối ưu về công thái học. Thiết bị ra đời nhằm định hình lại phương pháp triệt lông lâu dài và giúp nhiều người tiếp cận hơn. Nhỏ gọn, thanh lịch, nhanh, hiệu quả và ít cần bảo trì, SUBLIM® đáp ứng nhu cầu của khách hàng điều trị.

BƯỚC SÓNG LÝ TƯỞNG

Laser diode SUBLIM® tác động vào nang lông ở giai đoạn tăng trưởng với bước sóng 785 - 1064 nm. Theo hăng, thiết bị phù hợp với loại da I đến V (785 nm) và IV đến VI (1064 nm), mang lại hiệu quả triệt lông không đau. Bước sóng 1064 nm cũng được cung cấp dưới dạng tùy chọn.

Nhà sản xuất cho biết thiết bị điều trị hiệu quả trên loại da IV đến VI mà không ghi nhận dấu hiệu bỏng hoặc tăng sắc tố (không có tác dụng phụ).

TỐC ĐỘ PHÁT XUNG CAO

Laser SUBLIM® có tần số **1 đến 10 xung mỗi giây**, giúp triệt lông lâu dài với tốc độ rất nhanh. Hệ thống phát xung tự động cho phép khai thác tối đa tốc độ này.

THIẾT KẾ CÔNG THÁI HỌC

Giao diện thuận tiện giúp lựa chọn phác đồ theo **loại da, loại lông và độ dày của lông**. Tính dễ sử dụng được đặt lên hàng đầu.

TUỔI THỌ DÀI

Laser SUBLIM® có thể đạt tới **10 triệu xung**, mang lại khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm chi phí.



TAY CẦM SIÊU NHẸ

Do bộ phận phát laser được đặt bên trong thân máy, tay cầm SUBLIM® **dễ thao tác**. Với trọng lượng siêu nhẹ **220 g** và thiết kế công thái học, tay cầm giúp người vận hành làm việc cả ngày mà không mệt mỏi.

- **785 nm / 1064 nm**
- **Tay cầm siêu nhẹ**
- **Phát xung lên đến 10 Hz**
- **Điểm chiếu: 16 và 10 mm**
- **Sản xuất tại Pháp**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Laser triệt lông: 785 - 1064 nm

Tốc độ tối đa: 10 Hz

Chế độ: Phát xung tự động

Năng lượng*: 19 J/cm⁻² (điểm 16 mm)
48 J/cm⁻² (điểm 10 mm)

Kích thước điểm chiếu: 16 và 10 mm


Tay cầm: Tự đỡ, siêu nhẹ

*Bản gốc ghi "Power" và đơn vị J/cm⁻²; cần đối chiếu đơn vị với datasheet hãng.

VÙNG ỨNG DỤNG & ĐIỀU TRỊ

SUBLIM® có thể điều trị các vùng sau:

- Chân
- Nách
- Bikini
- Tay
- Thân mình
- Mặt
- Bụng
- Lưng



LIỆU TRÌNH SUBLIM®

AI CÓ THỂ ĐIỀU TRỊ?

Nam và nữ, bất kể loại da hay độ dày của lông, có nhu cầu giảm lông tại một vùng cụ thể trên cơ thể.

THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ?

Từ 10 đến 20 phút, tùy theo chỉ định.

BAO NHIÊU BUỔI?

5 đến 8 buổi, tùy theo chỉ định.

KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC BUỔI?

4 tuần giữa mỗi buổi trên cùng một vùng điều trị.

+55%

Mức tăng trưởng thị trường triệt lông lâu dài toàn cầu đến năm 2028¹



"Người tiêu dùng tìm kiếm phương pháp triệt lông có hiệu quả lâu dài, bởi chúng ta đang hướng tới một nền văn minh ngày càng ít lông hơn."¹

Philippe Hubert, Trưởng khoa tại Bệnh viện Đại học Besançon.

¹ Nguồn trong tài liệu gốc: Étude Le marché de l'épilation définitive | France - Businesscoot.

HỖ TRỢ TOÀN DIỆN

Theo tài liệu của Deleo, SUBLIM® đồng hành cùng cơ sở trong từng giai đoạn phát triển kinh doanh. Tham gia cộng đồng SUBLIM® đồng nghĩa với việc nhận được sự hỗ trợ riêng biệt và bền vững.



ĐÀO TẠO

Đào tạo ban đầu bởi chuyên gia cho toàn bộ đội ngũ.

Đào tạo liên tục thông qua hội đồng chuyên gia khoa học của hãng.



GÓI MARKETING CAO CẤP

Đầy đủ công cụ truyền thông cho cơ sở: truyền hình, báo chí, poster, mạng xã hội, blog và các kênh truyền thông số.



HỖ TRỢ THU HÚT KHÁCH HÀNG ĐIỀU TRỊ

Khu vực chuyên môn hỗ trợ tài liệu kỹ thuật, lâm sàng và marketing.

Liên hệ nhận tài liệu:

www.hpmed.vn



DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Đường dây hỗ trợ chuyên biệt và tư vấn qua điện thoại. Hãng nêu khả năng can thiệp nhanh và gửi linh kiện trong vòng **48 giờ**.

Nội dung trên mô tả chương trình hỗ trợ được nhà sản xuất nêu trong tài liệu gốc.



Đam mê mở ra
những triển vọng mới

HPMED_DELEO

Deleo
CRÉATEUR EN
ESTHÉTIQUE MÉDICALE

HPMED_DELEO

CÔNG TY TNHH HP MED VIỆT NAM

HPMED Việt Nam - www.hpmed.vn

Đồng hành cùng thành công của bạn