

HPMED_DELEO

 origin

LASER THỂ HỆ MỚI
ERBIUM GLASS PHÂN ĐOẠN

CÔNG NGHỆ TỪ

Deleo
CREATOR IN
AESTHETIC MEDICINE

CE
2797



ĐỔI MỚI

Vì chùm tia siêu mảnh
đã được cấp bằng sáng chế



HIỆU QUẢ

Tác động sâu
trong lớp trung bì



AN TOÀN

Bảo toàn lớp thượng bì
Kiểm soát tác dụng phụ



Các đặc tính theo công bố của nhà sản xuất DELEO.



CUỘC CÁCH MẠNG LASER PHÂN ĐOẠN TỪ DELEO

Trong nhiều năm, nhiều người hành nghề đã chuyển từ laser phân đoạn sang các công nghệ mới hơn, như sóng tần số vô tuyến (RF) và siêu âm hội tụ, vốn được xem là an toàn hơn và ít xâm lấn hơn. Sự chuyển đổi này giúp cải thiện độ an toàn, nhưng chưa nâng cao hiệu quả.

Ngày nay, DELEO giới thiệu bước đột phá trong ngành laser với công nghệ **vi chùm tia laser siêu mạnh 70 micron**. Được thiết kế để đi sâu hơn vào trung bì trong khi bảo toàn thượng bì, công nghệ này giúp kiểm soát tác dụng phụ và gần như không cần nghỉ sinh hoạt, đồng thời duy trì hiệu quả điều trị cao, theo công bố của nhà sản xuất.

ORIGIN đáp ứng kỳ vọng của nhóm khách hàng ngày càng hiểu biết và có yêu cầu cao. Họ tìm kiếm các giải pháp không xâm lấn, không đau, không cần nghỉ dưỡng, mang lại kết quả nhanh và rõ rệt.

CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI

ORIGIN® là hệ thống laser không bóc tách **1550 nm**, còn được gọi là **laser Erbium Glass phân đoạn**.

Laser tạo các vi vùng đông tụ dựa trên nguyên lý **quang nhiệt phân (photothermolysis)**: làm nóng nhanh một đích cụ thể, chẳng hạn nguyên bào sợi ở trung bì, đồng thời hạn chế nhiệt lan ra vùng trung bì xung quanh.

Cách tác động có chọn lọc này kích thích sâu trong trung bì và bảo toàn mô lân cận.

Sau đó diễn ra hiện tượng **kích thích sinh học** (kích thích tế bào da), thúc đẩy da phục hồi nhanh hơn và nhờ đó giảm thời gian nghỉ sinh hoạt đến mức tối thiểu.

VI CHÙM TIA SIÊU MỎNH

Theo DELEO, ORIGIN® có vi chùm tia mảnh nhất trên thị trường: **70 μm** . Nhờ đó, thiết bị điều trị tập trung hơn, bảo toàn thượng bì tốt hơn và đưa năng lượng sâu trong trung bì.


ĐIỀU TRỊ CHÍNH XÁC CAO

Thông qua các vi vùng tác động, laser ORIGIN tạo một **lưới siêu chính xác, có thể điều chỉnh trên vùng đích**.

PHÁC ĐỒ

Phần mềm laser ORIGIN® của Deleo được cài sẵn các phác đồ phù hợp với từng chỉ định của khách hàng.

Giao diện thiết bị trong ảnh gốc.



2^X MẠNH HƠN
VÀ NHANH HƠN

MẠNH HƠN phiên bản trước:
ORIGIN® hiện có công suất gấp đôi,
đạt **17 W**.

NHANH HƠN bao giờ hết: ORIGIN®
thế hệ MỚI đạt tới **200 xung trong
1 phút**.



TAY CẦM CÔNG THÁI HỌC

Tay cầm ORIGIN® nhẹ, dễ thao tác. Hệ thống làm mát bằng khí tích hợp mang lại trải nghiệm điều trị thoải mái, dễ chịu cho khách hàng.

Thông số và đặc tính theo nhà sản xuất DELEO.



CHỈ ĐỊNH & ĐIỀU TRỊ

Theo DELEO, ORIGIN® nổi bật với **điều trị không đau và ít tác dụng phụ**. Đồ da và sung nhẹ có thể kéo dài tới đa **48 giờ** nhưng không gây gián đoạn sinh hoạt.

Kết quả xuất hiện sau buổi đầu với hiệu ứng da tươi sáng tức thì và tiếp tục cải thiện ở các buổi sau. ORIGIN mang đến cách tiếp cận toàn diện theo từng giai đoạn cuộc sống:

• CHỈ ĐỊNH Y KHOA

Các loại sẹo (sẹo mụn, sẹo teo và sẹo phì đại)

Mụn trứng cá

Tạo hình mí mắt không xâm lấn

Nám da

• CHỈ ĐỊNH THẨM MỸ

Giảm nếp nhăn

Lỗ chân lông giãn rộng

Làm săn chắc và trẻ hóa da

Rạn da

LIỆU TRÌNH ORIGIN®

DÀNH CHO AI?

Nam và nữ muốn cải thiện kết cấu, độ săn chắc của da, giảm biểu hiện sẹo mụn và nếp nhăn nhỏ.

CÓ CẦN NGHỈ DƯỠNG?

Không, theo nhà sản xuất.

THỜI GIAN MỖI BUỔI?

Từ 10 đến 20 phút, tùy chỉ định.

BAO NHIÊU BUỔI?

Từ 3 đến 6 buổi, tùy chỉ định.

KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC BUỔI?

Cách nhau 3 đến 4 tuần trên cùng vùng, tùy chỉ định, để da hồi phục hoàn toàn và tối ưu quá trình tái cấu trúc trung bì.

82

% thủ thuật được thực hiện
là không xâm lấn²

18 triệu

khách hàng mong muốn
điều trị sẹo¹

54 triệu

khách hàng mong muốn
điều trị nếp nhăn¹

30

tuổi là độ tuổi trung bình
xuất hiện các nếp nhăn
đầu tiên

1. Nguồn: U.S. Census 2013, Population Division, tháng 6/2014.

2. IMCAS Industry Tribune, tháng 2/2017.



1. Phát vi chùm tia laser 70 μm đi sâu vào da.




2. Hình thành các vi kênh trong trung bì, đồng thời bảo toàn thượng bì.



3. Kích hoạt tạo collagen mới và làm lành dẫn các vi kênh, giúp tái tạo da.



4. Làm săn chắc da, giúp bề mặt đồng đều và làn da rạng rỡ.



Tạo hình mí mắt

Sẹo mụn

Trẻ hóa da

Làm săn chắc da

KẾT QUẢ RÕ RỆT KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG



Trước



Sau 3 buổi

TẠO HÌNH MÍ MẮT

Nguồn: @DR DELORME



Trước



Sau 1 buổi

SẸO MỤN

Nguồn: @DR.FAYARD



Trước



Sau 3 buổi

TRẺ HÓA DA

Nguồn: @DR.CHARLOT

Tối ưu sự hài lòng của khách hàng với công nghệ ORIGIN®, mang lại kết quả nhanh và lâu dài, theo nhà sản xuất.



Trước



Sau 3 buổi

TẠO HÌNH MÍ MẮT

Nguồn: @DR DELORME



Trước



Sau 4 buổi

SEÔ MỤN

Nguồn: @DR.KHEMIS



Trước



Sau 3 buổi

TRẺ HÓA VÙNG QUANH MIỆNG

Nguồn: @DR.VINCENTELLI

HỖ TRỢ TOÀN DIỆN

ORIGIN® đồng hành cùng bạn trong từng giai đoạn phát triển hoạt động kinh doanh.
Gia nhập cộng đồng ORIGIN® để nhận sự hỗ trợ phù hợp với nhu cầu và bền vững lâu dài.



ĐÀO TẠO

Đào tạo ban đầu cho toàn bộ đội ngũ.

Đào tạo liên tục với sự hỗ trợ của hội đồng chuyên gia khoa học của hãng.



HỖ TRỢ THU HÚT KHÁCH HÀNG

Kho tài liệu chuyên môn dành cho đối tác: tài liệu kỹ thuật, lâm sàng và marketing.

Liên hệ HP MED Việt Nam để được hỗ trợ truy cập.



BỘ TÀI LIỆU MARKETING CAO CẤP

Đây đủ tư liệu cần thiết để truyền thông tại
cơ sở.

Hiện diện trên truyền thông và kênh số:
TV, báo chí, quảng cáo hiển thị, mạng xã
hội và blog.



DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Hotline riêng và hỗ trợ qua điện thoại.

Theo chính sách hãng nêu trong tài liệu:
phản hồi nhanh và gửi linh kiện thay thế
trong vòng **48 giờ**.



HPMED_DELEO

Sau ba năm quảng bá trên toàn thế giới, ORIGIN® tiếp tục phát triển, tích hợp những tiến bộ công nghệ mới nhất: mạnh hơn, nhanh hơn, dễ sử dụng hơn và vẫn **100% từ Pháp!**

Theo DELEO, ORIGIN® là thiết bị tham chiếu trong nhóm laser vì phân đoạn không xâm lấn, giúp khởi động hoặc tái phát triển hoạt động y học thẩm mỹ.

Deleo

CREATOR IN
AESTHETIC MEDICINE

Nhà sản xuất: Deleo S.A.S., Pháp

**CÔNG TY TNHH
HPMED VIỆT NAM**

HPMED Việt Nam - www.hpmed.vn

Đồng hành cùng thành công của bạn